Лабораторное занятие № 24. Разделение железа (III) и меди (II) методом бумажной хроматографии

Цель работы: разделить и идентифицировать ионы железа и меди методом круговой бумажной хроматографии.

1. Сущность метода

Хроматография на бумаге — разновидность метода распределительной хроматографии. Носителем для неподвижного растворителя служит при этом фильтровальная бумага.

Анализ смеси веществ проводят по следующей схеме: на круглый обеззоленный фильтр в центр наносят каплю разделяемой смеси, фильтр подсушивают и помещают в хроматографическую камеру с подвижной фазой (ПФ). ПФ под действием капиллярных сил поднимается по «фитилю», достигает стартового пятна с разделяемой смесью, вместе с ней перемещаются с различной скоростью определяемые вещества.

Анализируемый раствор наносят на стартовую линию с помощью стеклянного капилляра в объеме не более 5–10 мкл. Чем меньше площадь стартового пятна, тем менее размытой будет зона вещества после хроматографирования. Поэтому пробу наносят в одну и ту же точку в несколько приемов, каждый раз подсушивая пятно.

Зоны разделяемых веществ имеют вид концентрических колец, которые могут быть видимыми и невидимыми; в последнем случае хроматограмму проявляют – опрыскивают раствором специфического реагента.

Скорость перемещения компонентов определяется соответствующими коэффициентами распределения: чем меньше коэффициент распределения, тем быстрее вещество передвигается по сорбенту. В качестве характеристики удерживания используется величина R_f — подвижность, определяемая как отношение расстояния фронтов компонента и $\Pi\Phi$:

$$R_f = \frac{l}{L}$$

где l— расстояние, пройденное зоной компонента от старта пятна, см; L— расстояние, пройденное подвижной фазой.

Под фронтом растворителя понимают видимую границу распространения растворителя по бумаге.

Величина R_f каждого катиона не зависит от концентрации определяемого катиона, температуры, присутствия других катионов и природы аниона, с которым связан изучаемый катион, но зависит от состава и свойств используемой $\Pi\Phi$, а также сорта хроматографической бумаги. У катионов железа (III) и меди (II) значения R_f значительно отличаются по величине. Поэтому удается их четкое разделение на бумаге.

2. Оборудование, реактивы

- 1. Стандартный раствор соли Fe^{3+} , 1 мг/см³
- 2. Стандартный раствор соли Cu^{2+} , 1 мг/ см³
- 3. Раствор K₄[Fe(CN)₆], 10% -ный
- 4. Подвижная фаза смесь этанола с 5M HCl (9:1) по объему
- 5. Обеззоленная фильтровальная бумага «синяя лента»
- 6. Капилляры стеклянные
- 7. Хроматографическая камера

3. Выполнение анализа

1. На круглом обеззоленном фильтре «синяя лента» диаметром 12,5 см простым карандашом намечают контуры «фитиля» длиной 40 мм и шириной 4 мм (см. рис.1).




Рис.1. Круговая хроматограмма

1 — круглый фильтр; 2 — «фитиль», погружаемый в растворитель; А — место нанесения анализируемого раствора

- 2. На центр фильтра с помощью капилляра наносят каплю раствора разделяемой смеси. Раствор наносят в несколько приемов, чтобы впитывание происходило за счет капиллярных сил бумаги. Образовавшееся пятно осторожно обводят простым карандашом, т.е. фиксируют его положение на бумаге. Бумагу высушивают, вырезают «фитиль», как показано на схеме.
- 3. В хроматографическую камеру помещают кристаллизатор и тигель с 10 см³ подвижной фазы. Кислоту добавляют к органическому растворителю, чтобы предотвратить адсорбцию ионов бумагой. На кристаллизатор сверху помещают фильтр, следя за тем, чтобы «фитиль» был погружен в растворитель, и закрывают камеру крышкой. Во время разделения не рекомендуется открывать крышку камеры, перемещать камеру.
- 4. Когда произойдет размывание первичного пятна растворителем, и фронт ПФ пройдет заданное расстояние, бумагу вынимают, отмечают

карандашом границы фронта растворителя, высушивают в токе теплого воздуха и приступают к проявлению зон.

- 5. Для проявления зон локализации ионов Fe^{3+} и Cu^{2+} фильтр опрыскивают раствором $K_4[Fe(CN)_6]$. В результате на хроматограмме проявляется синяя зона $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$ и коричневая зона $Cu_2[Fe(CN)_6]$.
- 6. Рассчитывают для обоих катионов значения R_f , считая началом их пути наружную границу первоначального пятна, отмеченную карандашом, а концом пути наружные границы появившихся после проявления кольцевых зон локализации. Расстояние же, пройденное фронтом растворителя, мм, отсчитывают от центра хроматограммы (центра бумажного круга).
- 7. Рассчитывают коээфициент разделения R как отношение подвижностей R_f и оценивают степень разделения катионов.